




LENTIS[®] FEMTIS[®] ACUNEX[®]

The ultimate
IOL collection

PASSION FOR PERFECT VISION



LASER
TAG

COMFORT

Vario

QUANTUM

VarioMax

Mplus

Tplus

La IOL standard per una visione naturale da lontano

Una lente intraoculare standard tratta in modo affidabile la cataratta, ma non soddisferà il desiderio di una maggiore indipendenza dagli occhiali per della visione da vicino e intermedia. Ne consegue che il paziente, nonostante l'intervento di cataratta, continuerà a dipendere da occhiali specifici e costosi. Una IOL standard è la scelta giusta per i pazienti che non si sentono disturbati.


Lenti intraoculari sferiche

- La qualità della visione è determinata dalla quantità di aberrazioni indotte
- I raggi di luce esterni vengono rifratti più intensamente
- Contrasto ridotto



Lenti intraoculari asferiche


- Messa a fuoco corretta sulla macula
- Elevata sensibilità al contrasto
- Percezione del colore migliorata



LENTIS®

- Proprietà della superficie idrofobica
- Filtro naturale per la luce UV
- Filtro per la luce violetta per LS-312Y e LS-313Y

Filtro per la luce violetta











FEMTIS®

- Capsuloressi automatizzati
- Stabilità rotazionale molto elevata
- Idrofilica

ACUNEX®

- Materiale glistening free
- Filtro naturale per luce UV e blu
- Idrofobica

			
Product	LENTIS® L-303	LENTIS® L-312	LENTIS® L-313
Optic Design	monofocal	monofocal	monofocal
Surface Design	spheric	aspheric	aspheric
Addition	-	-	-
Material	HydroSmart®	HydroSmart®	HydroSmart®
Optic Size	6.0 mm	6.0 mm	6.0 mm
Overall Length	11.0 mm	12.0 mm	11.0 mm
Refractive Index	1.46	1.46	1.46
UV Filter	Yes	Yes	Yes
Violet Light Filter	-	-	-
Blue Light Filter	-	-	-
Available Diopters	±0.0 D to +35.0 D (1.0 D) +10.5 D to +26.5 D (0.5 D)	-10.0 D to +35.0 D (1.0 D) +10.5 D to +29.5 D (0.5 D)	-10.0 D to +35.0 D (1.0 D) +10.5 D to +29.5 D (0.5 D)

				
LENTIS® L-323	LENTIS® LS-312Y	LENTIS® LS-313Y	FEMTIS® FB-313	ACUNEX® AN6
monofocal	monofocal	monofocal	monofocal	monofocal
super-aspheric	aspheric	aspheric	aspheric	aspheric
-	-	-	-	-
HydroSmart®	HydroSmart®	HydroSmart®	HydroSmart®	hydrophobic acrylate
6.0 mm	6.0 mm	6.0 mm	5.7 mm	6.0 mm
11.0 mm	12.0 mm	11.0 mm	10.5 mm	12.5 mm
1.46	1.46	1.46	1.46	1.54
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
-	Yes	Yes	-	-
-	-	-	-	Yes
SE: ±0.0 D to +35.0 D (1.0 D) SE: +10.5 D to +29.5 D (0.5 D)	±0.0 D to +35.0 D (1.0 D) +15.5 D to +26.5 D (0.5 D)	±0.0 D to +35.0 D (1.0 D) +15.5 D to +26.5 D (0.5 D)	SE: +15.0 D to +30.0 D (0.5 D)	SE: +10.0 D to +30.0 D (0.5 D)

MONOFOCALE TORICO

FOCUS DA LONTANO CON CORREZIONE DELL'ASTIGMATISMO

IOL monofocale torica per la correzione individuale dell'astigmatismo

Correzione facile ed efficace dell'astigmatismo

Da cil.
0,50 D

Torico
IOL

Altrimenti
rischio di 1/3
di perdita di
visione

E_E

E_E

E_E

E_E

Astigmatismo

Peggioramento della visione a tutte le distanze se la cornea dell'occhio non è uniformemente.

pre-op

post-op

Simulazione della visione

Cilindri di correzione LENTIS® Tplus 0,75 D - 5,25 D

Cilindri di correzione LENTIS® Tplus[×] 0,5 D - 10,0 D

Correzione del 99% di tutti gli astigmatismi corneali regolari

Configurazione online:

www.teleon-toric.com

MONOFOCALE PLUS


LA MIGLIORE IOL STANDARD

Un salto quantico per la chirurgia della cataratta

Le IOL Quantum sono una nuova generazione di lenti intraoculari monofocali che forniscono una visione migliore nel campo intermedio. Sono stati segnalati solo pochissimi fenomeni fotici. Offrono un'ottima contrasto, come le lenti intraoculari monofocali convenzionali.

Tecnologia Q-Zone

- Nuovo profilo di superficie progressivo
- Transizione continua e fluida
- Essenziale per una migliore visione con una maggiore profondità di campo



Prodotto	LENTIS® Tplus LS-313 T0-T6	LENTIS® Tplus [×] LU-313 T	LENTIS® Tplus [×] LU-313 TY
Design ottico	monofocale	monofocale	monofocale
Design della superficie	asferica	asferica	asferica
Aggiunta	-	-	-
Materiale	HydroSmart®	HydroSmart®	HydroSmart®
Dimensione dell'ottica	6,0 mm	6,0 mm	6,0 mm
Lunghezza totale	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
Indice di rifrazione	1,46	1,46	1,46
Filtro UV	Si	Si	Si
Filtro luce violetta	-	-	Si
Filtro luce blu	-	-	-
Diottrie disponibili	da SE: +10,0 D a +30,0 D (0,5 D) Cil.: T0 +0,75 D T1 +1,5 D T2 +2,25 D T3 +3,0 D T4 +3,75 D T5 +4,5 D T6 +5,25 D	Sfe.: -10,0 D a +36,0 D (0,01 D) prodotto individualmente Cil.: +0,5 D a +10,0 D (0,01 D) prodotto individualmente	Sfe.: -10,0 D a +36,0 D (0,01 D) prodotto individualmente Cil.: +0,5 D a +10,0 D (0,01 D) prodotto individualmente

LENTIS® L-333	ACUNEX® AN6Q
monofocale avanzata	monofocale avanzata
asferica	asferica
avanzata	avanzata
HydroSmart®	acrilico idrofobico
6,0 mm	6,0 mm
11,0 mm	12,5 mm
1,46	1,54
Si	Si
-	-
-	Si
da SE: +10,0 D a +30,0 D (0,5 D)	da SE: +10,0 D a +30,0 D (0,5 D)



EXTENDED DEPTH OF FOCUS [EDOF]




VISIONE A DISTANZA E INTERMEDIA

La IOL EDOF con ottica segmentata avanzata

La nuova generazione di lenti intraoculari EDOF offre un concetto di lente innovativo, unico e brevettato con una profondità di campo estesa (EDOF - Extended Depth of Focus), che in particolare soddisfa le esigenze dei pazienti per quanto riguarda il risultato refrattivo. Posizionate tra le IOL standard e varifocali, le IOL EDOF offrono la possibilità di rendere la visione da lontano e intermedia più indipendente dagli occhiali. Sono disponibili anche versioni toriche per pazienti con astigmatismo.

I vantaggi della famiglia EDOF in sintesi


- Eccellenti risultati di acuità visiva per le distanze lontane e intermedie
- Maggiore indipendenza dagli occhiali rispetto a una IOL standard monofocale, con conseguente migliore qualità della vita
- Buon contrasto - paragonabile alle IOL standard monofocali

			
Prodotto	LENTIS® Comfort LS-313 MF15	FENTIS® Comfort FB-313 MF15	ACUNEX® VARIO AN6V
Design ottico	EDOF	EDOF	EDOF
Design della superficie	asferica	asferica	asferica
Aggiunta	1,5 D	1,5 D	1,5 D
Materiale	HydroSmart®	HydroSmart®	acrilico idrofobico
Dimensione dell'ottica	6,0 mm	5,7 mm	6,0 mm
Lunghezza totale	11,0 mm	10,5 mm	12,5 mm
Indice di rifrazione	1,46	1,46	1,54
Filtro UV	Si	Si	Si
Filtro luce violetta	-	-	-
Filtro luce blu	-	-	Si
Diottrie disponibili	da SE: -10,0 D a -1,0 D (1,0 D) da SE: ±0,0 D a +36,0 D (0,5 D)	da SE: +15,0 D a +30,0 D (0,5 D)	da SE: +10,0 D a +30,0 D (0,5 D)

EDOF TORICA

EXTENDED DEPTH OF FOCUS CON CORREZIONE DELL'ASTIGMATISMO

IOL EDOF torica per la correzione dell'astigmatismo






Astigmatismo

Peggioramento della visione a tutte le distanze se la cornea dell'occhio non è uniformemente



- IOL EDOF toriche: Cilindro di correzione 0,75 D - 5,25 D
- Correzione del 99% di tutti gli astigmatismi corneali regolari




Configurazione online:
www.teleon-toric.com

		
LENTIS® Comfort Toric LS-313 MF15T0-T6	FENTIS® Comfort Toric FB-313 MF15T0-T3	ACUNEX® VARIO TORIC AN6VT0-T3
EDOF torica	EDOF torica	EDOF torica
asferica	asferica	asferica
1,5 D	1,5 D	1,5 D
HydroSmart®	HydroSmart®	acrilico idrofobico
6,0 mm	5,7 mm	6,0 mm
11,0 mm	10,5 mm	12,5 mm
1,46	1,46	1,54
Si	Si	Si
-	-	-
-	-	Si
da SE: +10,0 D a +30,0 D (0,5 D) Cil.: T0 +0,75 D T1 +1,5 D T2 +2,25 D T3 +3,0 D T4 +3,75 D T5 +4,5 D T6 +5,25 D	da SE: +15,0 D a +30,0 D (0,5 D) Cil.: T0 +0,75 D T1 +1,5 D T2 +2,25 D T3 +3,0 D	da SE: +10,0 D a +30,0 D (0,5 D) Cil.: T0 +0,75 D T1 +1,5 D T2 +2,25 D T3 +3,0 D

EFFETTO VARIFOCALE
PER TUTTE LE DISTANZE

La famiglia di IOL premium per il trattamento
della cataratta e della presbiopia

Con l'aiuto delle lenti intraoculari premium, potete soddisfare il desiderio dei vostri pazienti più esigenti di godersi di nuovo la vita di tutti i giorni senza occhiali. Le lenti intraoculari con effetto varifocale consentono ai pazienti presbiti di vedere di nuovo chiaramente a tutte le distanze.

			
Prodotto	LENTIS® Mplus LS-313 MF20	LENTIS® Mplus LS-313 MF30	LENTIS® Mplus LS-313 MF30T0-T6
Design ottico	multifocale	multifocale	multifocale torico
Design della superficie	asferica	asferica	asferica
Aggiunta	2,0 D	3,0 D	3,0 D
Materiale	HydroSmart®	HydroSmart®	HydroSmart®
Dimensione dell'ottica	6,0 mm	6,0 mm	6,0 mm
Lunghezza totale	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
Indice di rifrazione	1,46	1,46	1,46
Filtro UV	Si	Si	Si
Filtro luce violetta	-	-	-
Filtro luce blu	-	-	-
Diottrie disponibili	da SE: -10,0 D a -1,0 D (1,0 D) da SE: ±0,0 D a +36,0 D (0,5 D)	da SE: -10,0 D a -1,0 D (1,0 D) da SE: ±0,0 D a +36,0 D (0,5 D)	da SE: +10,0 a +30,0 D (0,5 D) Cil.: T0 +0,75 D T1 +1,5 D T2 +2,25 D T3 +3,0 D T4 +3,75 D T5 +4,5 D T6 +5,25 D






Presbiopia

Per molti pazienti, il deterioramento della visione da vicino e intermedia legato all'età va di pari passo con la sensazione di perdere la propria libertà e indipendenza. Le lenti intraoculari varifocali sono un'alternativa agli occhiali da lettura e varifocali e offrono una soluzione permanente a questo problema.

Tecnologia a trasmissione continua


- Ampia zona ottica asferica per lontano
- Zona ottica centrale per visione da lontano
- Superficie prolata tra la transizione per lontano e varifocale
- Transizioni fluide
- Segmento varifocale con addizione

		
LENTIS® Mplus LS-313 MF30	FEMTIS® Mplus FB-313 MF30	ACUNEX® VARIOMax AN6VM
multifocale	multifocale	multifocale
asferica	asferica	asferica
3,0 D	3,0 D	3,0 D
HydroSmart®	HydroSmart®	acrilico idrofobico
6,0 mm	5,7 mm	6,0 mm
11,0 mm	10,5 mm	12,5 mm
1,46	1,46	1,54
Si	Si	Si
-	-	-
-	-	Si
da SE: -10,0 D a -1,0 D (1,0 D) da SE: ±0,0 D a +36,0 D (0,5 D)	da SE: +15,0 D a +30,0 D (0,5 D)	da SE: +10,0 D a +30,0 D (0,5 D)

EFFETTO TORICO VARIFOCALE

PERSONALIZZATO CON CORREZIONE DELL'ASTIGMATISMO

IOL torica varifocale per la presbiopia e correzione dell'astigmatismo



Astigmatismo

Peggioramento della visione a tutte le distanze se la cornea dell'occhio non è uniformemente asferica.






Stabilità rotazionale

- Elevata stabilità rotazionale (<2,8°)
- Correzione efficace del cilindro corneale
- Astigmatismo pre-operatorio cilindro medio 1,41 D
- Astigmatismo residuo post-operatorio cilindro medio 0.18 D, Risultati dello studio: Patrick J. Chiam (MD)

- Le IOL toriche varifocali correggono simultaneamente astigmatismo e presbiopia
- Correzione del 99% di tutti gli astigmatismi corneali regolari

Configurazione online:
www.teleon-toric.com

			
Prodotto	LENTIS® Mplus ^{toric} LU-313 MF15T	LENTIS® Mplus ^{toric} LU-313 MF20T	LENTIS® Mplus ^{toric} LU-313 MF30T
Design ottico	multifocale torico	multifocale torico	multifocale torico
Design della superficie	asferica	asferica	asferica
Aggiunta	1,5 D	2,0 D	3,0 D
Materiale	HydroSmart®	HydroSmart®	HydroSmart®
Dimensione dell'ottica	6,0 mm	6,0 mm	6,0 mm
Lunghezza totale	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
Indice di rifrazione	1,46	1,46	1,46
Filtro UV	Si	Si	Si
Filtro luce violetta	opzionale	opzionale	opzionale
Filtro luce blu	-	-	-
Diottrie disponibili	da SE: ±0,0 D a +36,0 D (0,01 D) prodotto individualmente Cil.: +0,5 D a +10,0 D (0,01 D) prodotto individualmente	da SE: ±0,0 D a +36,0 D (0,01 D) prodotto individualmente Cil.: +0,5 D a +10,0 D (0,01 D) prodotto individualmente	da SE: ±0,0 D a +36,0 D (0,01 D) prodotto individualmente Cil.: +0,5 D a +10,0 D (0,01 D) prodotto individualmente

EFFETTO TORICO VARIFOCALE

PERSONALIZZATO CON CORREZIONE DELL'ASTIGMATISMO




The Perfect Match

Femtocataratta e IOL FEMTIS®

- Premium nella cura con IOL
- Design eccezionale della IOL e delle anse
- Procedura chirurgica rinomata

Prestazioni visive perfette

- Ottica premium collaudata
- 4 anse a clip aggiuntive per un posizionamento e una fissazione eccezionalmente stabili nel sacco capsulare
- Combinazione unica: IOL FEMTIS® e femtocataratta
- Centraggio ottimale

		
LENTIS® Mplus ^{Xtoric} LU-313 MFX30T	FEMTIS® Mplus ^{toric} FB-313 MF30T0-T3	ACUNEX® VARIO MAX TORIC AN6VMT0-T3
multifocale torico	multifocale torico	multifocale torico
asferica	asferica	asferica
3,0 D	3,0 D	3,0 D
HydroSmart®	HydroSmart®	acrilico idrofobico
6,0 mm	5,7 mm	6,0 mm
11,0 mm	10,5 mm	12,5 mm
1,46	1,46	1,54
Si	Si	Si
opzionale	-	-
-	-	Si
da SE: ±0,0 D a +36,0 D (0,01 D) prodotto individualmente Cil.: +0,5 D a +10,0 D (0,01 D) prodotto individualmente	Sda E: +15,0 D a +30,0 D (0,5 D) Cil.: T0 +0,75 D T1 +1,5 D T2 +2,25 D T3 +3,0 D	da SE: +10,0 D a +30,0 D (0,5 D) Cil.: T0 +0,75 D T1 +1,5 D T2 +2,25 D T3 +3,0 D

PRODUTTORE: _____ Revisione: QF2566v4

 **Teleon Surgical B.V.** | Van Rensselaerweg 4 b | NL - 6956AV Spankeren  marketing@teleon-surgical.com