






INJEKTOREN Medicel

Bezeichnung	Viscoject Bio		Accuject BL		Accuject Dual BL
Artikelnummer [Navi.]	019380	019379	019649	019593	019381
Variante	1,8	2,2	2,0	2,1	2,2
Inzision (mm)	1,8 - 2,2	1,9 - 2,5	1,8 - 2,4	1,9 - 2,4	1,9 - 2,5
Geeignet für	LENTIS® FEMTIS®	LENTIS® FEMTIS®	ACUNEX®	ACUNEX®	ACUNEX®
					

Weitere Injektoren auf Anfrage



CARTRIDGES Medicel



INJEKTOREN ODC

Bezeichnung	Cartridges für Viscoject Bio		Bezeichnung	Ergotouch Fly	
Artikelnummer [Navi.]	019351	019352	Artikelnummer [Navi.]	019827	019379
Variante	1,8	2,2	Variante	2,0	2,2
Geeignet für	LENTIS® FEMTIS®	LENTIS® FEMTIS®	Inzision (mm)	2,0 - 2,5	2,2 - 2,7
			Geeignet für	LENTIS® FEMTIS®	LENTIS® FEMTIS®
					