



KAPSELSPANNRINGE



Bezeichnung	Ringject 12/10 Modell 375	Ringject 13/11 Modell 376
Vorgespannt	Ja	Ja
Kompression	von 12 mm auf 10 mm	von 13 mm auf 11 mm
Material	PMMA (klar), flexibler Ring	PMMA (klar), flexibler Ring
Artikelnummer [Navi.]	019566	019567

KAPSELSPANNRINGE



Bezeichnung	Ringject 12/10 Modell 275	Ringject 13/11 Modell 276
Vorgespannt	Nein	Nein
Kompression	von 12 mm auf 10 mm	von 13 mm auf 11 mm
Material	PMMA (klar), flexibler Ring	PMMA (klar), flexibler Ring
Artikelnummer [Navi.]	019727	019728

HERSTELLER:

Ophtec BV
Schweitzerlaan 15
9728 NR Groningen - Niederlande

Web. www.ophtec.com

VERTRIEB:

Teleon Surgical Vertriebs GmbH
Am Borsigturm 58
13507 Berlin - Deutschland

Tel. +49 (0)30 / 43 09 55 0 | Fax. +49 (0)30 / 43 09 55 11
Email. info@teleon-surgical.com | Web. www.teleon-surgical.com