


KAPSELSPANNRINGE

OPHTEC BV

Bezeichnung	Ringject 12/10 Modell 375	Ringject 13/11 Modell 376
Vorgespannt	Ja	Ja
Kompression	von 12 mm auf 10 mm	von 13 mm auf 11 mm
Material	PMMA (klar), flexibler Ring	PMMA (klar), flexibler Ring
Artikelnummer [Navi.]	019566	019567



KAPSELSPANNRINGE

OPHTEC BV

Bezeichnung	CTR 12/10	CTR 13/11
Vorgespannt	Nein	Nein
Kompression	von 12 mm auf 10 mm	von 13 mm auf 11 mm
Material	PMMA (klar), flexibler Ring	PMMA (klar), flexibler Ring
Artikelnummer [Navi.]	019727	019728

Wofür werden Kapselspannringe verwendet?

- Zur Stabilisierung des Kapselsackes bei schwachen oder angegriffenen Zonulafasern
- Bei verkippter natürlicher Linse
- Bei sehr großem Kapselsack