



VERBANDLINSEN

Feinwerk- und Medizintechnik Bär GmbH

Bezeichnung	XXL Soft
Haltbarkeit	1 Jahr
Material	Hydrophiles Linsenmaterial in 0,9% Natriumchlorid, 77% Wassergehalt
Sterilisation	Dampfsterilisation
Gesamtdurchmesser	20,5 mm
Radius	10,00 mm
Brechkraft	+0,00 Dpt
Anwendungsdauer	10h bis zu 3 Monate bei geeigneter Reinigung (laut IFU)
Produkt Name Hersteller	contact S soft
Artikelnummer [Navi]:	012121

Wofür werden Verbandsinsen verwendet?

Förderung des Heilungsprozesses und zum Schutz der Hornhaut nach Verletzungen, Erkrankungen oder infolge einer Augen-OP (z.B. PRK).

Was ist der Unterschied zu herkömmlichen Kontaktlinsen?

	Verbandlinse	Kontaktlinse
Sauerstoffdurchlässigkeit (DK-Wert):	46	120 bis 175
Wassergehalt:	77%	25 bis 60%
Durchmesser:	20,50 mm	13,80 bis 14,50 mm
Basiskurve:	10,00 mm	8,30 bis 9,00 mm
Stärke:	+0,00 Dpt / Keine	mit Stärke