



VERBANDLINSEN

Feinwerk- und Medizintechnik Bär GmbH

| Bezeichnung | XXL Soft | XL Soft |
|---|---|---------------|
| Haltbarkeit | 1 Jahr | |
| Material | Hydrophiles Linsenmaterial in 0,9% Natriumchlorid, 77% Wassergehalt | |
| Sterilisation | Dampfsterilisation | |
| Gesamtdurchmesser | 20,50 mm | 17,00 mm |
| Radius (BC) | 10,00 mm | 8,40 mm |
| Mittendicke | 0,56 mm | 0,50 mm |
| Brechkraft | +0,00 Dpt | |
| Anwendungsdauer | 10h bis zu 3 Monate bei geeigneter Reinigung (laut IFU) | |
| Produkt Name Hersteller | contact S soft | |
| Artikelnummer <small>[Navi]:</small> | 012121 | 012124 |

Wofür werden Verbandsinsen verwendet?

Förderung des Heilungsprozesses und zum Schutz der Hornhaut nach Verletzungen, Erkrankungen oder infolge einer Augen-OP (z.B. PRK).

Was ist der Unterschied zu herkömmlichen Kontaktlinsen?

| | Verbandlinse | Kontaktlinse |
|---|-------------------|--------------------|
| Sauerstoffdurchlässigkeit (DK-Wert): | 46 | 120 bis 175 |
| Wassergehalt: | 77% | 25 bis 60% |
| Durchmesser: | 20,50 mm | 13,80 bis 14,50 mm |
| Basiskurve: | 10,00 mm | 8,30 bis 9,00 mm |
| Stärke: | +0,00 Dpt / Keine | mit Stärke |