


# VERBANDLINSEN



Bezeichnung	XXL Soft	XL Soft
<b>Haltbarkeit</b>	1 Jahr	
<b>Material</b>	Hydrophiles Linsenmaterial in 0,9% Natriumchlorid, 77% Wassergehalt	
<b>Sterilisation</b>	Dampfsterilisation	
<b>Gesamtdurchmesser</b>	20,50 mm	17,00 mm
<b>Radius (BC)</b>	10,00 mm	8,40 mm
<b>Mittendicke</b>	0,56 mm	0,50 mm
<b>Brechkraft</b>	+0,00 Dpt	
<b>Sauerstoffdurchlässigkeit (DK-Wert)</b>	46	46
<b>Sauerstoffdurchlässigkeit (DK/t-Wert)</b>	82,14 Barrer/mm	92,00 Barrer/mm
<b>Wassergehalt</b>	77%	
<b>Anwendungsdauer</b>	10h bis zu 3 Monate bei geeigneter Reinigung (laut IFU)	
<b>Produkt Name Hersteller</b>	contact S soft	
<b>Artikelnummer</b> [Navi]:	<b>012121</b>	<b>012124</b>

## HERSTELLER:

**Feinwerk- und Medizintechnik Bär GmbH**  
 Josefweg 285/1-3  
 2392 Sulz im Wienerwald - Österreich

Web. [www.medizintechnik.co.at](http://www.medizintechnik.co.at)

## VERTRIEB:

**Teleon Surgical Vertriebs GmbH**  
 Am Borsigturm 58  
 13507 Berlin - Deutschland

Tel. +49 (0)30 / 43 09 55 0 | Fax. +49 (0)30 / 43 09 55 11

Email. [info@teleon-surgical.com](mailto:info@teleon-surgical.com) | Web. [www.teleon-surgical.com](http://www.teleon-surgical.com)