


VERBANDSLINSEN

Feinwerk- und Medizintechnik Bär GmbH



Bezeichnung	XXL Soft
Haltbarkeit	1 Jahr
Material	Hydrophiles Linsenmaterial in 0,9% Natriumchlorid, 77% Wassergehalt
Sterilisation	Dampfsterilisation
Gesamtdurchmesser	20,50 mm
Radius (BC)	10,00 mm
Mittendicke	0,56 mm
Brechkraft	+0,00 Dpt
Anwendungsdauer	10h bis zu 3 Monate bei geeigneter Reinigung (laut IFU)
Produkt Name Hersteller	contact S soft
Artikelnummer [Navi]:	012121

HERSTELLER:

Feinwerk- und Medizintechnik Bär GmbH
Josefweg 285/1-3
2392 Sulz im Wienerwald - Österreich

Web. www.medizintechnik.co.at

VERTRIEB:

Teleon Surgical Vertriebs GmbH

Am Borsigturm 58
13507 Berlin - Deutschland

Tel. +49 (0)30 / 43 09 55 0 | Fax. +49 (0)30 / 43 09 55 11

Email. info@teleon-surgical.com | Web. www.teleon-surgical.com