



MONOBLUE

ARCADOPHTA/BVI

Bezeichnung	Monoblue SafR (Safe for Rhexis)
Haltbarkeit	1 Jahr
Konzentration	0,055% trypanblau
Endotoxingehalt	≤ 0,2 EU/ml (LAL-Test nach USP 85)
Zusammensetzung	0,75 ml = 0,055% sterile pyrogenfreie isotonische Lösung aus gereinigtem trypanblau
Sterilisierung	Autoklavierung
Packungsgröße	VE 5x 0,75 ml sterile Einmalspritzen
Geeignete Kanülen	Kanüle zwischen 20G und 25G (nicht beige packt)
Lagerung	bei Raumtemperatur
	vor Licht schützen
	trocken lagern
	nicht im Kühl- oder Gefrierschrank aufbewahren
Artikelnummer [Navi]:	019796

Wofür wird Monoblue verwendet?

- Zur vorübergehenden Kapselfärbung bei der Kapsulorhexis
- Optional bei Auto-CCC-Verfahren
- Zur vorübergehenden Färbung der Hornhaut z.B. bei Hornhauttransplantationen