



SIDA Blue

Bezeichnung	SidaBlue PFS
Haltbarkeit	3 Jahre
Konzentration	0,06 % Trypanblau
Zusammensetzung	je 1,0 ml: Trypanblau 0,6 mg; sterile wässrige Basis q.s.
Sterilisierung	Autoklavierung
Packungsgröße	VE 5x 1,0 ml sterile Einmalspritzen
Geeignete Kanüle	23 G Kanüle inklusive
Lagerung	10 °C - 30 °C
	vor Licht schützen
	trocken lagern
	nicht im Kühl- oder Gefrierschrank aufbewahren
Artikelnummer [Navi]:	019752

HERSTELLER:

Sidapharm P.C.

21, Stageiriti & 24, Em. Fili str.

GR- 54352 Thessaloniki

Web. www.sidapharm.gr

VERTRIEB:

Teleon Surgical Vertriebs GmbH

Am Borsigturm 58

13507 Berlin - Deutschland

Tel. +49 (0)30 / 43 09 55 0 | Fax. +49 (0)30 / 43 09 55 11

Email. info@teleon-surgical.com | Web. www.teleon-surgical.com