



ARCALINE - PERFLUORDECALIN



Bezeichnung	Arcaline
Haltbarkeit	3 Jahre
Zusammensetzung	Perfluorodecalin 98 % (C ₁₀ F ₁₈)
Dichte [bei 20°C]	1,94 g/ml
Refraktionsindex [bei 35°C]	1,31
Viskosität [mPa-s bei 25°C]	2,66 cSt
Lagerung	15° - 25°
Artikelnummer [Navi]:	5ml: 019829 7ml: 019830

ARCEOLE - GASE (pur)



Bezeichnung	Arceole SF ₆ (P)	Arceole C ₂ F ₆ (P)	Arceole C ₃ F ₈ (P)
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Netzhautablösung ohne Proliferation (reines Gas) • Riesenrisse • Augentrauma 	<ul style="list-style-type: none"> • Netzhautablösung (Gas-/Luftgemisch nach Vitrektomie) • Makulalöcher • Riesenrisse • Augentrauma 	<ul style="list-style-type: none"> • Proliferative Vitreoretinopathie (PVR)
Zusammensetzung	Schwefelhexafluorid	Hexafluorethan	Octafluorpropan
Verweildauer im Auge (Durchschnitt)	10 - 15 Tage	30 - 35 Tage	55 - 65 Tage
Expansionszeit	2 Tage	3 Tage	3 Tage
Artikelnummer [Navi]:	019705	019707	019709

HERSTELLER:

Arcadophtha/BVI

11 rue Antoine Ricord

31100 Toulouse - Frankreich

Web. www.bvimedical.com

VERTRIEB:

Teleon Surgical Vertriebs GmbH

Am Borsigturm 58

13507 Berlin - Deutschland

Tel. +49 (0)30 / 43 09 55 0 | Fax. +49 (0)30 / 43 09 55 11

Email. info@teleon-surgical.com | Web. www.teleon-surgical.com