



# ARCIOLANE - SILIKONÖL

## ARCADOPHTHA/BVI

<b>Bezeichnung</b>	<b>ARCIOLANE 5500</b>
<b>Haltbarkeit</b>	3 Jahre
<b>Zusammensetzung</b>	100% hochgereinigtes Polydimethylsiloxan
<b>Lagerung</b>	bei Raumtemperatur an einem trockenen und geschützten Ort lagern
<b>Packungsgröße</b>	Glasspritze mit 10ml (jeweils als Einzeldosis)
<b>Viskosität</b>	[mPa-s bei 25°C] 5000 - 5900 mPa-s [mPa-s bei 32°C ± 2°] 4300 - 5300 mPa-s
<b>Brechungsindex</b> [@589nm]	1,404 [bei 20°C]
<b>Artikelnummer</b> [Navi]:	<b>019793</b>

### Tamponade mit Silikonöl

#### Vorteile:

- Beliebig lange Tamponadenwirkung, bis ca. 3 Monate
- Patient kann durch Ölblase hindurch sehen (im Gegensatz zu Gas)

#### Nachteile:

- Silikonöl muss in einem zweiten Eingriff wieder entfernt werden
- Auf Dauer Schädigung der Netzhaut, wenn das Öl nicht wieder entfernt wird

#### Einsatz:

- Bei komplexen Netzhautablösungen
- Nach schweren Augenverletzungen
- Zur Behandlung von Löchern in der unteren Hälfte der Netzhaut
- Zur effektiven Therapie der proliferativen diabetischen Retinopathie