


ARCIOLANE - SILIKONÖL



Bezeichnung	ARCIOLANE 5500
Haltbarkeit	3 Jahre
Zusammensetzung	100 % hochgereinigtes Polydimethylsiloxan
Lagerung	bei Raumtemperatur an einem trockenen und geschützten Ort lagern
Packungsgröße	Glasspritze mit 10 ml (jeweils als Einzeldosis)
Viskosität	[mPa·s bei 25 °C] 5000 - 5900 mPa·s [mPa·s bei 32 °C ± 2 °C] 4300 - 5300 mPa·s
Brechungsindex [@589 nm]	1,404 [bei 20 °C]
Artikelnummer [Navi]:	019793

HERSTELLER:

Arcadophta/BVI

11 rue Antoine Ricord

31100 Toulouse - Frankreich

Web. www.bvimedical.com

VERTRIEB:

Teleon Surgical Vertriebs GmbH

Am Borsigturm 58

13507 Berlin - Deutschland

Tel. +49 (0)30 / 43 09 55 0 | Fax. +49 (0)30 / 43 09 55 11

Email. info@teleon-surgical.com | Web. www.teleon-surgical.com