



ACCESSORIES

Kapselspannringe

Kapselspannringe

Bezeichnung	CTR Modell 275 12/10	CTR Modell 276 13/11
Kompression	von 12 mm auf 10 mm	von 13 mm auf 11 mm
Material	PMMA (klar) flexibler Ring	
Gesamtdurchmesser	12 mm	13 mm
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Ringförmige Ausdehnung und Stabilisierung des Kapselsacks • Sichere IOL-Zentrierung bei Augen mit Zonuladehiszenz • Verhindert die Dezentrierung der IOL nach einer Kapselschrumpfung • Stabilisierte Bedingungen während der Phako-Emulsifikationsoperation • Reduzierung des Risikos einer Kapselfibrose • Verbessert die Sehschärfe, wenn es zusammen mit einer hochwertigen IOL implantiert wird 	

06/2022