



## CONSUMABLES

### myVISC Visco 4500

Sterile viskoelastische Lösung

Bezeichnung	myVISC Visco 4500
<b>Konzentration</b>	2,0% Hydroxypropylmethylcellulose
<b>Physikalische Eigenschaft</b>	Dispersiv
<b>Viskosität (25°C )</b>	4.000 – 6.000 mPa·s
<b>pH-Wert (25°C )</b>	6,8 – 7,6
<b>Osmolalität</b>	265 - 300 mOsmol/kg
<b>Molekulargewicht</b>	80.000 Daltons
<b>Endotoxingehalt</b>	≤ 0,2 EU/ml
<b>Zusammensetzung</b>	Gemischter nichtionogener Celluloseether mit einem Gehalt von 1,7% - 2,3% Hypromellose 1 ml enthält 20 mg Methylcellulose
<b>Herstellung</b>	Chemisch hergestellte Hydroxypropylmethylcellulose aus anorganischen Salzen
<b>Packungsgröße</b>	2 ml in sterilen Einmalspritzen - einzelverpackt mit Kanüle / ohne Kanüle - Großpackung 20 Stück mit Kanüle / ohne Kanüle
<b>Geeignete Kanüle</b>	23 Gauge
<b>Lagerung</b>	4-25°C, vor Licht schützen
<b>Haltbarkeit</b>	2 Jahre
<b>Anwendung</b>	myVisc VISCO 4500 dient: <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Volumensubstitution</li> <li>• der Aufrechterhaltung einer tiefen Vorderkammer</li> <li>• dem Schutz intraokularen Gewebes</li> <li>• als Gleitmittel für Intraokularlinsen und Operationsgeräte (z.B. Injektoren)</li> <li>• der verbesserten Sicht ins Auge während der Operation</li> <li>• Mobilisierung von Gewebe z.B. bei Kataraktextraktion oder Keratoplastik</li> <li>• der Verhinderung von Adhäsion und Synechienbildung bei chirurgischen Eingriffen im Auge</li> <li>• der lang anhaltenden Befeuchtung der Hornhaut</li> <li>• der Aufrechterhaltung der kornealen Transparenz</li> <li>• dem Schutz und als Ausgleichs-Lösung bei der Gonioskopie und PTK mit dem Excimer-Laser</li> </ul>

Hersteller:

**Pharmpur GmbH**

Messerschmittring 33 - 86343 Königsbrunn - Deutschland

Tel. +49 (0) 8231 9577 0 | Fax. +49 (0) 8231 9577 22

Email. info@pharmpur.de | Web. [www.pharmpur.de](http://www.pharmpur.de)

Vertrieb:

**Teleon Surgical Vertriebs GmbH**

Am Borsigturm 58 - 13507 Berlin - Deutschland

Tel. +49 (0)30 / 43 09 55 0 | Fax. +49 (0)30 / 43 09 55 11

Email. info@teleon-surgical.com | Web. [www.teleon-surgical.com](http://www.teleon-surgical.com)