

TELEON[®]

NEWS

DOC, Sommer 2021



Inhalt

1. Save the Date: **Teleon LIVE-Symposium im Rahmen der DOC**
2. **Teleon-Videoserie:** „Of Diamonds and Premium-IOLs“
3. **LAUNCH der FEMTIS[®] Mplus & FEMTIS[®] Mplus Toric:** Neuvorstellung im 3. Quartal 2021
4. **Teleon's IOL-Konfigurator:** Update 2021
5. **ACUNEX[®] VARIO TORIC:** Die EDoF-IOL mit Astigmatismuskorrektur

Veranstaltung

Save the Date:

Verpassen Sie nicht unser Teleon LIVE-Symposium im Rahmen der DOC

DAS ABC DER REFRAKTIVEN KATARAKTCHIRURGIE

Dr. Laszlo Kiraly

Premiumdiagnostik für perfekte refraktive Ergebnisse

Dr. Florian Kretz

Premium-Technik für Premium-Patienten: LENSAR & sophi

Dr. Detlev Breyer

LENTIS® Comfort und ACUNEX® Vario – Viel Freude wenig Ärger

Dr. Detlef Holland

Bewährte Optik in neuem Gewand – Die FEMTIS® MIOL Familie

Freitag 18.06.2021, um 17:00 – 18:00 Uhr

Login und Registrierungsinformationen werden wir auf unserer Website und LinkedIn zeitnah kommunizieren.



Dr. Laszlo Kiraly



Dr. Florian Kretz



Dr. Detlev Breyer



Dr. Detlef Holland

Social Media

Experten präsentieren ihr Wissen über Premium-IOLs in 5 Episoden

Wie Diamanten, sind Premium-IOLs von höchster Qualität – und Klarheit. Eine Bildungsvideoserie der etwas anderen Art haben wir zusammen mit dem CAKE-Magazin des Media MICE Verlages produziert. Die Serie enthüllt die spannenden Ähnlichkeiten zwischen den kostbaren Edelsteinen und unseren erstklassigen Intraokularlinsen.

Unser Dank gilt Dr. Detlev R. H. Breyer, Dr. Jorge L. Alió, Dr. John Chang, Dr. Alan Koh und Dr. Patrick Versace für die Mitwirkung.

Die einzelnen Episoden werden wir auf unserem Youtubekanal in regelmäßigen Abständen veröffentlichen. Schauen Sie einfach rein.

[Youtube-Trailer](#) | [Episode 1](#) | [Episode 2](#)

Weitere Episoden folgen! Diese und weitere Neuigkeiten posten wir auch regelmäßig auf unserem LinkedIn Channel:

[Folgen Sie uns auf LinkedIn](#)

Of Diamonds and Premium IOLs

An educational video series supported by **TELEON®**

Coming Soon!

MATT YOUNG
HOST

DR. DETLEV BREYER
GERMANY

DR. JORGE ALIO
SPAIN

DR. JOHN CHANG
HONG KONG

DR. ALAN KOH
MALAYSIA

DR. PATRICK VERSACE
AUSTRALIA

LINKEDIN
YOUTUBE

The graphic features a black background with white diamond and starburst patterns. It includes six hexagonal video thumbnails of the experts, each with their name and location. At the bottom, there are QR codes for LinkedIn and YouTube.

Neu - Produktvorstellung

FEMTIS® Mplus & FEMTIS® Mplus^{toric}

Perfekte refraktive Ergebnisse bei der Korrektur von Presbyopie und Astigmatismus



Das einzigartige Haptikdesign der rhexisfixierten FEMTIS IOL Family ermöglicht höchste Präzision im kombinierten Einsatz mit automatisierten Kapsulotomien, wie sie durch moderne Lasersysteme wie dem LENSAR möglich sind. Die perfekte Zentrierung der IOL auf der optischen Achse sowie die sehr hohe Rotationsstabilität, sind optimale Voraussetzungen für eine präzise und optimierte Korrektur refraktiver Sehfehler.

Mplus-Technologie bei Presbyopie

- Großflächige Fernoptikzone
- Stufenfreie Zentraloptik
- Refraktives Segment für kontinuierliches Sehen in allen Entfernungen (Varifokaleffekt)
- Maximale Lichtausbeute für exzellenten Visus und Kontrast


Großflächige, asphärische Fernoptikzone mit maximaler Lichtfokussierung für einen scharfen Fernbereich

Zentrales Fern-Lenslet für mehr Sicherheit gegenüber IOL-Dezentrierung und -verkipfung

Sanfte trans-mediale Übergänge für max. Lichtausnutzung und minimierte photische Nebenwirkungen

Prolates Flächenprofil zwischen Fern-Lenslet und Gleitsichtsegment für einen stufenlosen Stärkenübergang

Segment mit Gleitsichteffekt durch varifokale Addition für ein brillantes Sehen in allen Entfernungen



Neu - Produktvorstellung (2)

FEMTIS® M_{plus}

Bewährtes Optiksystem für alle Entfernungen



Nähe

Intermediär


Ferne

- Ausbalanciertes Sehprofil für alle Entfernungen
- Die universale MIOL für den aktiven Lebensstil
- Seit mehr als 10 Jahren erfolgreich als bewährtes Optiksystem

FEMTIS® M_{plus}^{toric}

HighTech zur präzisen Astigmatismuskorrektur

- Einfache Achsausrichtung der IOL
- Beidseitig mögliche Rotation nach Enklavation der Clip-Haptiken
- Maximale Rotationsstabilität



Web

Brandneu im Teleon IOL-Konfigurator

Berechnung der torischen **FEMTIS® Mplus Toric** - die neue varifokal-torische und rhexisfixierte IOL für Auto-CCC Anwendungen, wie FEMTO-Phako, zur Korrektur von Hornhautverkrümmung.

Außerdem können alle drei torischen **EDoF** IOL ganz einfach berechnet werden:

- **ACUNEX® Vario Toric**: Hydrophobe, glisteningfreie IOL mit Schlaufenhaptik
- **LENTIS® Comfort Toric**: Bewährte hydrophile Plattenhaptik
- **FEMTIS® Comfort Toric**: Rhexisfixierte IOL für Auto-CCC Anwendungen



www.teleon-toric.com



Toric Lens Configurator

Startseite
<<

LENTIS® | FEMTIS®

Bitte wählen Sie die gewünschte IOL

<p>LENTIS® <i>Tplus</i></p> <p>LS-313 T0-T6</p> 	<p>LENTIS® <i>Comfort toric</i></p> <p>LS-313 MF15 T0-T6</p> 	<p>LENTIS® <i>Mplus toric family</i></p> <p>LU-313 MFT</p> 
<p>LENTIS® <i>Tplus</i> X</p> <p>LU-313 T</p> 	<p>FEMTIS® <i>Comfort toric</i></p> <p>FB-313 MF15 T0-T3</p> 	<p>FEMTIS® <i>Mplus toric</i></p> <p>FB-313 MF30 T0-T3</p> 



Deutschland
Teleon Surgical Vertriebs GmbH
Tel.: +49 (0)30 / 43 09 55 + 15

Germany
+49 (0)30 / 43 09 55 + 143
www.teleon-surgical.com

Produktvorstellung

ACUNEX[®] VARIO_{toric}

Die neue EDoF-IOL mit Astigmatismus Korrektur



50%

der Patienten haben keinen Astigmatismus

SEHEINDRUCK
ohne
Hornhaut-
verkrümmung

E E

50%

der Patienten benötigen Mehr

ACUNEX[®]
VARIO_{toric}

SEHEINDRUCK
mit
Hornhaut-
verkrümmung

E E

Mit der torischen EDoF-IOL ACUNEX[®] Vario Toric haben Sie die Möglichkeit, Astigmatismus im Zuge einer Kataraktbehandlung mühelos zu korrigieren. Standardzylinder T0 - T3 (0,75 dpt bis 3,00 dpt in 0,75 dpt Schritten) erhältlich.


Ein ganz besonderes Patientenvideo:



Der renommierte Augenchirurg Dr. med. Omid Kermani aus Köln implantierte die ACUNEX[®] Vario bei seinem eigenen Bruder, der ihm in diesem Video post-OP Rede & Antwort steht.



TELEON®



IMPRESSUM

Ausgabe: DOC Sommer 2021

Herausgeber:

Teleon Surgical Vertriebs GmbH
Am Borsigturm 58, 13507 Berlin

Editor: Enrico Plessow

Teleon Surgical B.V.

Van Rensselaerweg 4 b
6956AV Spankeren
The Netherlands

E-Mail: marketing@teleon-surgical.com

Web: www.teleon-surgical.com