


EINZIGARTIG BRILLANT



ACUNEX[®] VARIOMAX &
ACUNEX[®] VARIOMAX^{toric}


DIE VARIFOKALEN PREMIUM-IOL
BEI PRESBYOPIE UND ASTIGMATISMUS

ACUNEX[®] VARIOMAX

EXZELLENTES SEHEN DURCH EINZIGARTIGE VARIFOKALITÄT


CONTINUOUS TRANSMISSION TECHNOLOGY

Erste IOL mit Gleitsichteffekt und kontinuierlichem Flächenprofil für einen homogen aufgeteilten Strahlenverlauf (high balanced effect)




WESENTLICH BESSER SEHEN

als mit einer monofokalen oder trifokalen IOL




Fokusbereich


VARIFOKALITÄT BIS IN DEN NAHBEREICH*



EXZELLENTES KONTRASTSEHEN*




AUSGEZEICHNETE REFRAKTIVE STABILITÄT**



LIFESTYLE-PATIENTENBEFRAGUNG (N=595)***

Wie hat sich Ihr Sehkomfort bei Alltagsaktivitäten in folgenden Distanzen mit der ACUNEX VarioMax verändert?



* DOF 2022, Prof. Brinkmann


** DOF 2022, Prof. Kohnen

*** Archivdaten, basierend auf Studiendaten mit segmentaler MIOL

ACUNEX[®] VARIOMAX^{toric}


BEI PRESBYOPIE UND ASTIGMATISMUS

50%
der
Patienten
haben keinen
Astigmatismus.
Eine Korrektur
von Altersweit-
sichtigkeit ist
ausreichend.



50%
der
Patienten
benötigen
mehr

ACUNEX[®]
VARIOMAX^{toric}



ALTERSWEITSICHTIGKEIT (PRESBYOPIE)


Altersbedingten Verlust der Nahanpassungsfähigkeit des Auges durch die Umschaltung zwischen Nah- und Weitsehen.

HORNHAUTVERKRÜMMUNG (ASTIGMATISMUS)

Verschlechterung des Sehens in allen Entfernungen, wenn die Hornhaut des Auges nicht perfekt kugelförmig geformt ist.

Mit der torischen Multifokallinse ACUNEX[®] VARIOMAX^{toric} haben Sie die Möglichkeit Presbyopie und Astigmatismus im Zuge einer Kataraktbehandlung mühelos zu korrigieren.

Einteilige multifokale Hinterkammerlinse für optimierte Tiefenschärfe mit asphärischer Oberfläche und Blaulichtfilter




Produkt	ACUNEX® VARIOMAX AN6VM	Asphärisch
Typ	Faltbare einteilige multifokale IOL zur Kapselsackfixierung	Multifokal
Durchmesser der Optik	6,0 mm	Blaulichtfilter
Gesamtdurchmesser	12,5 mm	Glistening-frei
Haptikanwinkelung	0°	
Optisches Design	Bikonvex Segmentförmiges Nahteil - Anterior: +3,0 dpt Asphärische Oberfläche - Posterior Sphärisch aberrationsneutral	
IOL Design	C-Schlaufenhaptik	
Material	Hydrophobes, glistening-freies Acrylat UV-absorbierend und zusätzlicher Blaulichtfilter	
Verfügbare Dioptrien	SE +10,0 dpt bis +30,0 dpt (0,5 dpt)	
Brechungsindex	1,54 bei 35°	
A-Konstante (nominal)	119,1	
Sterilisierung	Gammabestrahlung	
Lagerung	Lieferung in 0,9 %iger Kochsalzlösung	

BRILLANT SEHEN OHNE KOMPROMISSE

VORTEILE DER ACUNEX® VARIOMAX

- **Natürliches Sehen** über alle Distanzen dank des einzigartigen Optikdesigns
- **Minimierte photische Nebenwirkungen** und **hervorragendes Kontrastsehen** bei Tag und Nacht
- **Hohe Brillenfreiheit** für ein neues Sehgefühl in allen Alltagssituationen
- Premium-Versorgung mit **> 94% Lichttransmission**: Klassenbester aller Multifokal-IOL
- **Maximale Patientenzufriedenheit**
- Positive Mundpropaganda und damit „kostenlose“ Werbung für Ihre Praxis/Klinik

Einteilige multifokal-torische Hinterkammerlinse für optimierte Tiefenschärfe mit asphärischer Oberfläche und Blaulichtfilter



Produkt	ACUNEX® VARIOMAX TORIC AN6VMTO-T3	Asphärisch
Typ	Faltbare einteilige multifokal-torische IOL zur Kapselsackfixierung	Multifokal
Durchmesser der Optik	6,0 mm	Blaulichtfilter
Gesamtdurchmesser	12,5 mm	Glistening-frei
Haptikanwinkelung	0°	Standard-torisch
Optisches Design	Bikonvex Segmentförmiges Nahteil - Anterior: +3,0 dpt Asphärische Oberfläche - Posterior Sphärisch aberrationsneutral	
IOL Design	C-Schlaufenhaptik	
Material	Hydrophobes, glistening-freies Acrylat UV-absorbierend und zusätzlicher Blaulichtfilter	
Verfügbare Dioptrien	SE +10,0 dpt bis +30,0 dpt (0,5 dpt) zyl. TO +0,75 dpt T1 +1,5 dpt T2 +2,25 dpt T3 +3,0 dpt	
Brechungsindex	1,54 bei 35°	
A-Konstante (nominal)	119,1	
Sterilisierung	Gammabestrahlung	
Lagerung	Lieferung in 0,9 %iger Kochsalzlösung	

HERSTELLER:

TELEON®

Teleon Surgical B.V.

Van Rensselaerweg 4 b
NL- 6956 AV Spankeren

✉ marketing@teleon-surgical.com
www.teleon-surgical.com