


NEWS DOC 2026

18.–20. Juni 2026

TELEON®

LENTIS®
QUANTUM^{toric}

NEU!



BESUCHEN SIE UNS

NürnbergConvention Center, NCC Ost, Stand D1

WILLKOMMEN

zur DOC Ausgabe unseres Newsletters!

Die DOC ist für uns jedes Jahr ein besonderer Moment.

Ein Ort, an dem Bewährtes auf Neues trifft, an dem Erfahrung sichtbar und Innovation erlebbar werden. Der Fokus für uns bleibt dabei der persönliche Austausch mit Ihnen!


NEU in unserem IOL-Portfolio: LENTIS® Quantum Toric – mehr als nur Weitblick

Mit der LENTIS® Quantum Toric erweitert Teleon die LENTIS® IOL Familie um eine „**enhanced monofocal toric**“ Intraokularlinse für die moderne Standard Kataraktchirurgie.

Diese monofokal-torische IOL bietet eine zuverlässige Versorgung für Patienten mit Katarakt und Astigmatismus.

Die aberrationsneutrale Q-Zone Optik der LENTIS® Quantum Toric ermöglicht einen erweiterten Sehbereich mit verbesserter Intermediärsicht im Vergleich zu herkömmlichen Standard-IOLs – bei gleichbleibend hohem Kontrast.

Enhanced-Monofocal – ein Fokusbereich, bessere Tiefenschärfe



Mit einem Zylinderbereich von 0,75 dpt bis 3,00 dpt erlaubt die torische Ausführung eine einfache und effektive Astigmatismuskorrektur.





CONSUMABLES

Die notwendige Ergänzung unserer IOL-Lösungen

Unser Portfolio an OVDs, Instrumenten und Spüllösungen, haben sich im OP Alltag bewährt und sind optimal auf die Anforderungen der modernen Kataraktchirurgie abgestimmt.

BSS - Intraokulare Spüllösungen

für eine sichere und ökonomische Behandlung bei ophthalmologischen Eingriffen.

OVDs - Viskoelastische Lösungen

für zuverlässigen Gewebeschutz und stabile Kammverhältnisse im OP.

Kai Messer

Ultrascharfe Klingen für präzise und gewebeschonende Inzisionen.

Sterimedix Kanülen

Präzise Kanülen-Lösungen für die Augenchirurgie.

Verbandlinse XXL Soft

Therapeutischer Hornhautschutz zur Unterstützung des Heilungsprozesses.

Unser gesamtes **CONSUMABLES-Portfolio** finden Sie in unserer neuesten Übersichtsbroschüre (Edition 5).



CONSUMABLES Portfolio Übersicht
5. überarbeitete Edition



Kennen Sie schon unsere **Meibomdrüsen Reinigungspinzette** für eine effektive Reinigung der Meibomdrüsen und einen stabilen Tränenfilm.

Download
CONSUMABLES
Portfolio



CHARITY

UND FLASH SALE



Spendenaktion für den BEBSK e.V. geht ins 9. Jahr

Seit 2017 laden wir auf unserem DOC-Messestand zur beliebten Eiscreme-Bar ein – verbunden mit einem Spendenaufruf für den BEBSK e. V.. Die Aktion ist mittlerweile fester Bestandteil unseres sozialen Engagements. Da BEBSK sich ausschließlich über Spenden- und Fördergelder finanziert, wollen wir das Forum der DOC nutzen, um auf den kleinen 100% ehrenamtlichen Verein aufmerksam zu machen!

Alle Einnahmen aus der Spendendose kommen zu 100 % dem BEBSK e. V. zugute

E-Mail (Geschäftsstelle): geschaeftsstelle@bebsk.de

Weiterführende Informationen zu BEBSK finden Sie unter: www.bebsk.de




FLASH SALE

Kai Medical: Inzisionsmesser A-225F (Winkel 22.5°)

Die rasiermesserscharfe dreifach abgeschrägte Klinge ist geeignet für die Kataraktchirurgie, Lamelläre Skleradisektion sowie Sideports.

Preis: €15.90 / Box (5 Messer)



Kai Medical: Pfeilmesser MAK 22 Klingenbreite 2.2mm

Durch die Kante mit Anschliff nach oben entsteht ein gerader bis leicht schräger Tunneleingang ohne Vorschnitt.

Preis: €32.90 / Box (5 Messer)



Albomed: Pe- Ha- Luron 2.2%

- Molekulargewicht: 1.2 - 2.2 MDa

- Viskosität 150000 mPas

- Volumen 1.0 ml

Die viskoelastischen Eigenschaften des Pe- Ha- Luron F 2.2% schützen das Augengewebe während der OP. Durch seine Wasserlöslichkeit ist ein einfaches Ausspülen und Absaugen möglich.

Preis: €25.50 / Stk.



IMPRESSUM

Ausgabe: DOC Sommer 2026

Herausgeber:

Teleon Surgical Vertriebs GmbH

Am Borsigturm 58, 13507 Berlin

Editor: Enrico Plessow

Teleon Surgical B.V.

Van Rensselaerweg 4 b

6956AV Spankeren - The Netherlands

E-Mail: marketing@teleon-surgical.com

Web: www.teleon-surgical.com

