


Energieniveau-Vergleich zwischen  
Tixel und IPL\*



\* Quelle: Investigative Ophthalmology & Visual Science März 2015, Vol.56, 1965-1970. Jennifer P. Craig et al: „Prospective Trial of Intense Pulsed Light for the Treatment of Meibomian Gland Dysfunction“



Novoxel® GmbH

Gatower Str. 124  
13595 Berlin, Germany  
Tel.: +49 (0) 30 - 54 81 11 95  
Fax: +49 (0) 30 - 54 81 69 51  
Email: info@novoxel.com  
www.novoxel.com

Vertrieb Deutschland

**TELEON®**  
Teleon Surgical Vertriebs GmbH  
Am Borsigturm 58  
13507 Berlin  
Tel.: +49 (0) 30 - 43 09 55 0  
Email: info@teleon-surgical.com  
www.teleon-surgical.com



P/N 1660 Rev. 001

Novoxel, Tixel, deren Logos und Produktdesigns sind eingetragene Warenzeichen der Novoxel Ltd. Produktspezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Produkte werden in den USA und Kanada nicht zum Kauf angeboten. Patentiert in den USA, EU, Israel, Japan. Zum Patent angemeldet in Südkorea, China und anderen Ländern.



Strahlungsfreie Technologie  
für Augenlid- &  
periorbitale Behandlungen



## Was ist Tixel ?

- Ein neuartiges, nicht ablatives System, welches durch Novoxels patentierte Titan-Tip-Technologie unterstützt wird.
- Tixel arbeitet mit direkter Hitze und ist strahlungsfrei.



## Warum Tixel ?

- Behandlung und Reduzierung von periorbitalen Augenfältchen
- Obere und untere Augenlider können sicher behandelt werden
- Strahlungsfreie Technologie - sicher für die Augen
- Kontrollierte direkte Erhitzung der Haut an den Augenlidern durch Wärmeleitung
- Präzise Erhitzung des Behandlungsorts
- Niedrigenergiebehandlung
- Sterile Titanspitzen verhindern Kreuzkontaminationen während der Behandlung
- Kurze Behandlungsdauer

