



VITREO Deca

Steriles Perfluorodecalin zur
intraokularen Anwendung

Bezeichnung	VITREO Deca
Anwendung	Zur intraoperativen Netzhautfaltung nach PPV: <ul style="list-style-type: none"> • Netzhautablösung / PVR / PDR • Riesenrisse • Traumata Zur Entfernung luxierter Linsen und Fremdkörper aus dem Glaskörper Zur Laserkoagulation und Kryotherapie
Zusammensetzung	95-100% fluoriertes Perfluorodecalin (C ₁₀ F ₁₈)
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Völlig frei von wasserstoffhaltigen Beiprodukten • Netzhaut kann durch hohes spezifisches Gewicht intraoperativ einfach und effizient entfaltet werden - gute Voraussetzung für die nachfolgende Tamponade mit Gas oder Silikonöl • Nur für intraoperativen Einsatz geeignet
Sterilisation	Produkt: Verwendung aseptischer Vorarbeitungstechniken Außenhaut: Dampfsterilisation
Lagerung	4 - 25°C
Haltbarkeit	3 Jahre
Packungsgröße [jeweils als Einzeldosis]	Glasflasche 5 ml oder 7 ml
Viskosität [mPa·s bei 25°C]	–
Dichte [g/cm ³ bei 20°C]	1,908 - 1,960
Brechungsindex [bei 20°C]	1,313 - 1,316
Anzahl OH-Endgruppen	–
Molekulargewicht	462,08
Siedebereich [in °C]	140,4 - 142,4
Oberflächenspannung [mN/m bei 25°C]	17,6
Grenzflächenspannung [mN/m bei 20°C]	52

Hersteller:
Pharmpur GmbH
Messerschmittring 33
86343 Königsbrunn - Deutschland
Web. www.pharmpur.de

Vertrieb:
Teleon Surgical Vertriebs GmbH
Am Borsigturm 58 - 13507 Berlin - Deutschland
Tel. +49 (0)30 / 43 09 55 0 | Fax. +49 (0)30 / 43 09 55 11
Email. info@teleon-surgical.com | Web. www.teleon-surgical.com